


Leitfaden zur Auswahl und Anwendung

# Mepilex<sup>®</sup> Border Flex Lite

Anwendung am Finger (Verbandgrösse 5cm x 12.5cm)



Anwendung am Zeh (Verbandgrösse 5cm x 12.5cm)



Anwendung am Gelenk (Verbandgrösse 7.5cm x 7.5cm)



Anwendung an der Ferse (Verbandgrösse 10cm x 10cm)



Anwendung am Ohr (Verbandgrösse 4cm x 5cm)



Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.ch](http://www.molnlycke.ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke und Mepilex sind weltweit für eines oder mehrere Unternehmen der Mölnlycke Health Care Group registriert. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. HQIM003496

